



HƯỚNG DẪN TẠO VÀ IN PHIẾU THEO DÕI CHỨC NĂNG SỐNG

Bước 1: Chọn bệnh nhân đang điều trị nội trú.



Bước 2: Trong trường Theo dõi có các trường Chăm sóc, Chỉ số sinh tồn, phản ứng thuốc, ...


- Chọn trường Chỉ số sinh tồn để tạo Phiếu theo dõi chức năng sống.
- Chọn Tạo mới để tạo mới thời điểm theo dõi chức năng sống.



Bước 3: Nhấn Tạo mới; Nhập các chỉ số sinh tồn cần theo dõi như Nhịp tim, Thân nhiệt, Huyết áp, ...

- Lặp lại đến khi bệnh nhân ra viện.

Bước 4: In phiếu theo dõi chức năng sống.



Kết quả: Phiếu theo dõi chức năng sống được lập trên phần mềm.

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH												MS: 10/BV401											
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC QUẢNG BÌNH												Số vào viện: 13698											
Khoa Nội tổng hợp																							
PHIẾU THEO DÕI CHỨC NĂNG SỐNG																							
- Họ tên người bệnh: LÊ VIỆT CẢNH												Tuổi: 28						Giới tính: Nam					
- Số giường: Chường HL 07												Bường: Hành lang											
- Chẩn đoán: Vỡ màng dây cột khác																							
Ngày, tháng		09/08	09/08	09/08	09/08	09/08	09/08	09/08	09/08	09/08	09/08												
Mức độ L/gi		Được đi C	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p	16h 30p												
160		41																					
160		40																					
120		39																					
100		38																					
80		37																					
60		36																					
40		35																					
1- Huyết áp (mm Hg)		170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70	170/ 70												
2- Cân nặng																							
3- Thời gian (giờ/phút)																							
4-																							
5-																							
Vital - SD độ và giới tính																							
Chức năng sống theo dõi được lập trên phần mềm																							